

Kontrolni popis za ispravan tlak i udaljenost prilikom primjene lijeka TISSEEL Lyo pomoću regulatora tlaka

Oprez:

Svaka primjena komprimiranog plina može predstavljati potencijalnu opasnost za nastanak zračne ili plinske embolije, puknuća tkiva ili zadržavanje komprimiranog zraka ili plina, što može predstavljati prijetnju po život bolesnika. Obavezno poduzmite potrebne mjere za izbjegavanje tih opasnosti tako da se pridržavate preporučene minimalne udaljenosti raspršivanja i maksimalnog tlaka.

Kontrolni popis za Easyspray / Tissomat (kirurški zahvat na otvorenoj rani).

Svi odgovori na pitanja trebaju biti DA

- 1) Jeste li prije primjene lijeka Tisseel Lyo osušili područje na površini rane standardnim tehnikama (npr. povremena primjena kompresa, vata, upotreba naprava za usisavanje)?
- 2) Pokazuje li manometar na uređaju Easyspray / Tissomat odgovarajući raspon tlaka od 1,5-2,0 bara?
- 3) Možete li točno procijeniti udaljenost raspršivača?
- 4) Raspršujete li proizvod na udaljenosti od najmanje 10 cm od površine tkiva?

Sve nuspojave kao i sumnju na neispravnost u kakvoći lijeka potrebno je prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem:

- obrasca dostupnog na internetskoj stranici www.halmed.hr. Prijave je moguće poslati poštom (Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb), telefaksom (01/4884-119) ili elektronskom poštom u Word formatu (nuspojave@halmed.hr).

ili

- on-line prijave nuspojava dostupne na internetskoj stranici www.halmed.hr.